

## セキスイ製 ポータブルトイレ座楽背もたれ型をお持ちの方へ (無償交換のお知らせ)

この度、弊社が1996年10月から2002年6月までに製造・販売したポータブルトイレの一部で、転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に身体の一部を挟んで事故につながる可能性があることが判明いたしました。

つきましては事故防止のためにすき間のない製品と無償で交換させていただきます。ご使用中のお客様におかれましては、誠に恐縮ではございますが、ご使用製品のご確認をお願いいたします。対象品の場合は、ご使用に注意いただき下記の連絡先までご連絡をお願いいたします。

ご使用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 対象製品

#### 〈品名〉

#### 〈品番〉

ポータブルトイレ座楽背もたれ型SP	SPTSP
ポータブルトイレ座楽背もたれ型SP	SPTSPS
ポータブルトイレ座楽背もたれ型SP	APTSP
ポータブルトイレ座楽背もたれ型SP	SPTSPMB

すき間



SPTSP



SPTSPS



APTSP



SPTSPMB

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	2000年11月1日～2002年6月30日頃

## 対象製品

### <品名>

ポータブルトイレ座楽背もたれ型  
ポータブルトイレ座楽背もたれ型SB  
ポータブルトイレ座楽背もたれ型HD

### <品番>

SPTSD  
SPTSB  
SPTH



SPTSD




SPTSB



SPTH

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	1996年11月1日～2001年12月頃

## 対象品の確認方法



ひじ掛けと背もたれの間  
すき間があります。

折りたたみフタの裏面に「SEKISUI」の刻印  
またはシールに「積水ライフテック株式会社」と  
表示されています。

(取扱説明書にも社名・品名・品番が記載されています)

## お問い合わせ

### 積水化学工業株式会社 ポータブルトイレ回収窓口

- ・フリーダイヤル 0120-011-578 (無料)
- ・専用FAX 0120-231-756 (無料)
- ・受付時間 9:00～19:00  
(土曜日、日曜日、祝日と年末年始を除く)

<個人情報の取り扱いについて>

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、本件の対応以外には使用致しません。